



AED POUŽITÍ

Dne 25.3.2024 byl na budovu obecního úřadu v Milíkově namontován Automatický externí defibrilátor (AED) sloužící výhradně pro záchranu lidského života.

Postupujte podle scénáře: volat tísňovou linku 155, resuscitovat, defibrilovat

Jak defibrilovat pomocí AED:

Pokud jste laik a neumíte pracovat s defibrilátorem, nejlepší způsob, jak začít, je: „VOLAT, RESUSCITOVAT, DEFIBRILOVAT.“

1. Proveďte rychlý průzkum situace, abyste se ujistili, že je pro vás bezpečné pomáhat.
2. Zkontrolujte, zda postižená osoba reaguje. Pokud nereaguje a nedýchá normálně, může mít zástavu srdce.
3. Máte-li telefon, okamžitě volejte tísňovou linku 112. V opačném případě požádejte o pomoc kolemjdoucí. V obou případech co nejdříve zahajte kardiopulmonální resuscitaci (KPR nebo angl. CPR), která je nejdůležitější intervencí u pacienta se srdeční zástavou a měla by být poskytována, dokud není aplikován defibrilátor, aby se minimalizovalo přerušování kompresí.
4. Zahajte resuscitaci: tlačte silně a rychle na střed hrudníku, mezitím požádejte ostatní přítomné, aby sehnali defibrilátor. Seženete-li defibrilátor, postupujte podle následujících kroků:
 - Zapněte AED a postupujte podle vizuálních nebo zvukových pokynů.
 - Odstraňte oděv kolem hrudníku postiženého.
 - Přiložte elektrody na holou kůži osoby viz obrázek níže. Ujistěte se, že hrudník osoby je suchý, případně ho osušte.
 - Připojte elektrody k postiženému a zahajte zdravotní analýzu srdečního rytmu osoby. Ujistěte se, že se postiženého nikdo, včetně vás, nedotýká. Dotyk může přerušit analýzu AED.
 - Aplikujte výboj (v případě potřeby): pokud defibrilátor určí, že pacient má zástavu srdce a že je potřeba výboj, závisí způsob výboje na tom, zda je AED poloautomatický* nebo plně automatický**.
5. Proveďte kardiopulmonální resuscitaci (KPR) a znovu analyzujte stav postiženého. Dále postupujte podle pokynů AED, které sdělí vám, kdy obnovit KPR a kdy dodat další výboje.
6. Pokračujte v poslechu instrukcí AED, dokud nedorazí záchranné složky a nepřevzou operaci do svých rukou.

**Plně automatický AED: je-li vyžadován výboj, nabije se a řekne vám, abyste se vzdálili od pacienta. Poté bude odpočítávat a automaticky aplikuje výboj, aniž byste museli stisknout tlačítko.*

